



Kerkstraat 24 | 7442 ED Nijverdal | 0031 (0) 548 61 88 65 | www.evbn.nl

Canine Packed cells

Dit product bevat rode bloedcellen van een DEA 1 negatieve of positieve donor. De cellen zijn gesuspenderd in PAGGS-M. De haematocriet ligt tussen 0,60 en 0,70 waardoor de viscositeit duidelijk hoger is dan die van volbloed.

Toediening van de packed cells

Door de hoge viscositeit kunnen bij bewaring klonten ontstaan. Deze kunnen door zwenken en voorzichtig manipuleren geresuspenderd worden.

In het algemeen is het niet nodig het product te verwarmen voor toediening.

Geadviseerd wordt een toedieningssysteem te gebruiken met een 170 um filter. Filters met kleinere poriën kunnen leiden tot verstopping. Om het stromen van de cellen te bevorderen kan NaCl 0,9 % toegevoegd worden, eventueel via een toedieningssysteem met een dubbele 'spike'. LET OP: uitsluitend NaCl 0,9 % mag toegevoegd worden aan de cellen!

Bewaring

De packed cells dienen bewaard te worden bij een temperatuur tussen 2 en 6 graden Celsius. Temperatuurwisselingen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het is dan ook raadzaam om het bloed te bewaren in een koelkast die niet regelmatig geopend wordt. De zakken mogen niet verpakt worden in een niet zuurstofdoorlatende verpakking.

Onder de juiste bewaarcondities kunnen de packed cells bewaard worden tot maximaal 35 dagen na de afnamedatum op het etiket.